



NEUE TECHNOLOGIE

# „Mitdenkendes“ Kunstgelenk als Knieersatz

Das neu entwickelte Endoprothesen-System „Evolution“ gilt als erste Gelenkprothese, die die natürlichen Bewegungsabläufe des Kniegelenks exakt nachbildet. „Das Evolution-Kniesystem kommt daher dem körpereigenen Gelenk derzeit am nächsten, da es quasi mitdenkt“, berichtet der orthopädische Chirurg, Prim. Univ.-Doz. Dr. Manfred Weissinger. Neuere Studien zeigten klar auf, dass die innere Seite des Knies wie ein Kugelgelenk beim Beugen und Strecken stabil bleibt, während sich nur die äußere Seite des Knies vor- und zurückbewegt. Auf dieser Basis wurde nun das neue Endoprothesen-System entwickelt.



**NEUES KUNST-  
GELENK** Prim.  
Univ.-Doz. Dr.  
Manfred Weis-  
singer bei der  
Röntgenkontrolle.